

Methoden-Potential*

Analyse/Methode		BIA R,Xc,pA,ME,BIS	Calipometrie mm Hautfalten	Near-IR min. Frequenzbereich IR-Spektrum
Ganzkörper-Fett	kg	X ₁		
• Unterhautfettschichten	mm		X ₂	X ₃
• interne Fette	kg			
Fettfreie Masse	kg	X ₁		
Gesamtkörperwasser	l	X		
• ICF / ECF - Verschiebungen		X		
• Intrazelluläre Flüssigkeit	l	X		
• Extrazelluläre Flüssigkeit	l	X		
Muskelmasse	kg	X		
Körperzellmasse BCM	kg	X		
Anwendungen:				
Diätkontrolle	kg	X		
Anabol-Katabol-Stoffwechsel	kg	X		
Intensivmedizin	kg	X		
Dialyse	kg	X		

* Aussagequalität der reinen Messdaten (ohne Berücksichtigung von Körpergewicht in den Berechnungs-Formeln)